

医薬品タイムリー情報

インスリンレフィールド製剤の保管方法について

◎注射器の針は毎回必ず交換して下さい

- ・注射器の針は毎回必ず交換して下さい
- ・注射を打つ直前に針を装着して下さい
- ・打ち終わったらすぐに針を外して下さい（リムーバーを用いて）
- ・外した針は正しく廃棄して下さい（専用の針捨てボックスへ）

◎針の再使用は

- ・感染症発症の危険性があります
- ・針先の変形により痛みが増加したり、傷口が大きくなる場合があります
- ・針の変形により針折れ・体内残留につながる危険性があります

◎針を装着したまま保管することは

- ・異物混入、細菌混入によりインスリンの品質が低下することがあります
- ・空気の混入により注入精度が低下することがあります
- ・インスリンの液だれによりインスリン濃度が変化することがあります
- ・針内部でインスリンが結晶化して詰まり、注射できなくなることがあります

「日本糖尿病協会」のHPより引用

◎カートリッジに注射針とリムーバーを装着したまま保管しないでください



参考：《各社取扱説明書》

サノフィ・アベンティス インスリンペン型注入器取扱説明書

- ・感染症や針づまり、気泡の混入や液漏れを防ぎ、正しいインスリン量を注射するために、注射後は必ず注射針を取り外してから保管してください。